

Кроличье Моноклональное Антитело К Тимидилатсинтазе Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P04818

Артикул: CM0006347



введение

Кроличье моноклональное антитело к тимидилатсинтазе (P04818), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Критически важно для исследований метаболизма нуклеотидов и разработки диагностических тестов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к тимидилатсинтазе
Примечания/Альтернативные названия	TS; TMS; DKCD; HST422; Тимидилатсинтаза
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7298
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-313 тимидилатсинтазы человека (NP_001062.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИЦХ), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04818
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом