


Кроличья Поликлональная Антитело К Tiam1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q13009

Артикул: CM0014550



введение

TIAM1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Оно выявляет TIAM1 человека и крысы — гуаниннуклеотидный обменник Rho, регулирующий клеточную адгезию и миграцию через сигналинг RAC1/CDC42. Идеально подходит для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIAM1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	NEDLDS; TIAM-1; TIAM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7074
ID гена	7074
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1392-1591 человеческого TIAM1 (NP_003244.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q13009
Молекулярная масса белка	178 кДа
Доставка	С пакетом охлаждения