


Кроличья Рab К Tim-3/Havcr2 Для Wb, Elisa - Q8Tdq0

Артикул: CM0016220



введение

Кроличья поликлональная антитело к TIM-3/HAVCR2, валидированное для WB и ELISA, реагирующее с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения функции иммунных контрольных точек в регуляции Т-клеток и исследованиях иммунотерапии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к TIM-3/HAVCR2
Примечания/Псевдонимы	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84868
GeneID	84868
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-202 человеческого TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TDQ0
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом