

Кроличье Поликлональное Антитело К Timm13 Для Вестерн1 Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y5L4

Артикул: CM0024690

введение

Кроличье поликлональное антитело к TIMM13, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на субъединицу Tim13 внутренней мембраны митохондриального транслоказного комплекса (11 кДа, UniProt Q9Y5L4) — шаперон, необходимый для импорта белков в митохондрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TIMM13 (TIMM13 Rabbit pAb)
Примечания / Альтернативные названия	ppv1; TIM13; TIM13B; TIMM13A; TIMM13B; TIMM13
Вид	Человек
ID гена	26517
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-95 белка TIMM13 человека (NP_036590.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн1 блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9Y5L4
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом