

Поликлональное Антитело Кролика К Timmdc1 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q9Npl8

Артикул: CM0020436

введение

Поликлональное антитело кролика к TIMMDC1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Направлено на фактор сборки митохондриального комплекса I; идеально подходит для исследований метаболизма и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIMMDC1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	C3orf1; MC1DN31; TIMMDC1
Вид	Человек
ID гена	51300
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 206-285 TIMMDC1 человека (NP_057673.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPL8
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом