

## Поликлональное Кроличье Антитело К Tlr2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60603

Артикул: CM0015172



### введение

Поликлональное кроличье антитело к TLR2 (pAb), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с TLR2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb к TLR2                                                                                                  |
| Примечания/синоним        | TIL4; CD282; TLR2                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| GeneID (человек)          | 7097                                                                                                                 |
| GeneID                    | 7097                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600–700 TLR2 человека (NP_003255.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                              |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                 |
| SWISS                     | O60603                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 90 кДа                                                                                                               |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                       |