


TLR4 Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - O00206

Артикул: CM0015266



введение

TLR4 Кроличья Поликлональная Антитела, валидированы для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белками человека и мыши. Нацелены на Toll-подобный рецептор 4, участвующий во врожденных иммунных ответах на ЛПС и DAMPs. Подходят для исследований воспаления и инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	TLR4 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7099
ID гена	7099
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-228 человеческого TLR4 (NP_612564.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O00206
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом