

Кроличья Поликлональная Антитела К Tm4Sf19 - Q96Dz7

Артикул: CM0021415

введение

Кроличьи поликлональные антитела к TM4SF19 (ОСТМ4) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на препаратах и ИФА. Распознают TM4SF19 человека и мыши — мембранный белок лизосом массой 22 кДа, регулирующий работу V-АТФазы и созревание остеокластов. Подходит для исследований в области иммунологии и изучения костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к TM4SF19
Примечания/алиасы	ОСТМ4; TM4SF19
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	116211
ID гена	116211
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 50-150 TM4SF19 человека (NP_001191827.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96DZ7
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	С ледяным пакетом