

Поликлональное Антитело Кролика К Tm9Sf1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15321

Артикул: CM0025164

введение

Поликлональное антитело кролика к TM9SF1 для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на человеческий и мышиный TM9SF1, трансмембранный белок, связанный с аутофагией. Идеально для исследовательского использования в изучении аутофагии и мембранных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к TM9SF1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	MP70; NMP70; TM9SF1
Вид	Человек
GeneID	10548
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-230 человеческого TM9SF1 (NP_006396.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15321
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом