

Кроличья Поликлональная Антитело К Tmem165 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Hc07

Артикул: CM0022167

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого TMEM165, антипортера двухзарядных катионов аппарата Гольджи. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); идеально подходит для исследований нарушений гликозилирования и ионного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TMEM165 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FT27; GDT1; CDG2K; TPARG; TMPT27; SLC64A1; TMEM165
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55858
GeneID	55858
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 172-230 человеческого TMEM165 (NP_060945.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HC07
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом