

Поликлональное Антитело Кролика К Tmem184A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Zmb5

Артикул: CM0030846

введение

Поликлональное антитело кролика к TMEM184A, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует человеческий TMEM184A (SDMG1) и перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Рецептор гепарина, участвующий в везикулярном транспорте. Идеально для исследований в сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к TMEM184A (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	SDMG1; TMEM184A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	202915
ID гена	202915
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 324-413 человеческого TMEM184A (NP_001091089.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q6ZMB5
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом