

Поликлональные Антитела К Tmem43 Кролика Для Wb, Elisa — Q9Btv4

Артикул: CM0025534

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого TMEM43 (LUMA).
Валидированы для Вестерн-блота и ELISA; реагируют с креплением с мышинным белком. Подходят для исследования структуры ядерной оболочки, сигнальных путей врожденного иммунитета через cGAS-STING и активации NF-каппа-B. Обнаруживают полосу размером 45 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMEM43 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
Вид	Человек
GeneID (человек)	79188
GeneID	79188
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80–310 человеческого TMEM43 (NP_077310.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BTV4
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	С пакетом охладителя