

Кроличьё Поликлональное Антитело К Tmem44 — Q2T9K0

Артикул: CM0019917

введение

Кроличьё поликлональное антитело к TMEM44, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для исследований трансмембранного белка 44 человека — мембранного фосфопротеина с изоформами, образующимися в результате альтернативного сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьё поликлональное антитело к TMEM44
Примечания/синоним	TMEM44
Вид	Человек
GeneID (человек)	93109
GeneID	93109
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-260 человеческого TMEM44 (NP_001159777.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q2T9K0
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом