

Тmem55А Кроличье Поликлональное Антитело Для Wb, Elisa — Q8N4L2

Артикул: CM0020409

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TMEM55A (PIP4P2), фосфатазы 4-фосфата фосфатидилинозитола-4,5-бисфосфата типа 2, участвующей в метаболизме липидов. Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMEM55A, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синоним	TMEM55A
Вид	Человек
GeneID (человек)	55529
GeneID	55529
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-195 человеческого TMEM55A (NP_061180.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q8N4L2
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом