

Поликлональное Кроличье Антитело К Tmx2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Y320

Артикул: CM0019290



введение

Поликлональное кроличье антитело к TMX2 (Q9Y320) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы. Исследование роли трансмембранного белка 2, связанного с тиоредоксином, в регуляции окислительно-восстановительных процессов и функционировании взаимодействия эндоплазматического ретикулума и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TMX2
Примечания/алиасы	PIG26; CGI-31; PDIA12; NEDMCMS; TXNDC14; TMX2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51075
Идентификатор гена	51075
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 128-296 человеческого TMX2 (NP_057043.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y320
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом