

Tnnt3 Кроличья Pab - P45378

Артикул: CM0015409

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого TNNT3 (тропонин Т быстрой скелетной мышцы), для приложений WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований сокращения мышц и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TNNT3 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	TNNTF; DA2B2; бета-TnTF; TNNT3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7140
ID гена	7140
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 147-256 человеческого TNNT3 (NP_001036246.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P45378
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом