

Поликлональные Кроличьи Антитела К Tomm34 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q15785

Артикул: CM0028490

введение

Кроличьи поликлональные антитела к ТОММ34, валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Нацелены на митохондриальный рецептор импорта ТОМ34; реагируют с человеком, мышью, крысой. Идеально подходят для исследований импорта митохондриальных белков и функции шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАнт к ТОММ34
Примечания/Алиасы	ТОМ34; URCC3; НТОМ34Р; ТОММ34
Вид	Человек
ID гена (человек)	10953
ID гена	10953
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-309 человеческого ТОММ34 (NP_006800.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15785
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодопак