


Моноклональное Кроличье Антитело К Tomm7 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9P0U1

Артикул: CM0007057



введение

Высокоспецифичное моноклональное кроличье антитело к TOMM7, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с образцами человека и мыши. Идеально подходит для исследований митохондриального импорта, митофагии PINK1/Parkin и комплекса TOM.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к TOMM7
Примечания/синоним	TOM7; TOMM7
Вид	Человек
GeneID (человек)	54543
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-55 человеческого TOMM7 (NP_061932.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9P0U1
Молекулярная масса белка	6 кДа
Доставка	Пакет со льдом