

Trp53Bp1 Rabbit Pab — Q12888

Артикул: CM0019150



введение

Кроличы поликлональные антитела к TP53BP1 (Rabbit pAb), валидированные для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Распознают белок репарации ДНК 53BP1 массой 214 кДа, необходимый для репарации двуцепочечных разрывов и исследований переключения классов иммуноглобулинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к TP53BP1
Примечания/синонимы	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1; TP53BP1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7158
Идентификатор гена	7158
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 895–1031 человеческого TP53BP1 (NP_005648.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12888
Молекулярная масса белка	214 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом