

Кроличья Поликлональная Антитело К Tr53I11 - O14683

Артикул: CM0017246

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TP53I11 (PIG11), валидированное для ВБ, ИГ-ГФ и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Разработано для исследований сигнального пути p53 и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к TP53I11
Примечания/Алиасы	PIG11; TP53I11
Вид	Человек
ID гена (человек)	9537
ID гена	9537
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-70 человеческого TP53I11 (NP_001245249.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-ГФ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14683
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодовой пакет