

Поликлональное Антитело К Trm3, Кроличье, Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P06753

Артикул: CM0017038



введение

Высококачественное поликлональное антитело к TPM3, кроличье, подходит для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции и ИФА. Детектирует альфа-3 цепь тропомиозина в образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований цитоскелета и биологии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TPM3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7170
GeneID	7170
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-285 человеческого TPM3 (NP_689476.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06753
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом