


Поликлональные Кроличьи Антитела К Traf4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Buz4

Артикул: CM0029536



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против TRAF4, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают эндогенный TRAF4 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигнального пути EGFR, апоптоза и клеточной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAF4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CART1, MLN62, RNF83, TRAF4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9618
GeneID	9618
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 251-470 человеческого TRAF4 (NP_004286.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BUZ4
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом