


Кроличье Моноклональное Антитело К Trail/Tnfsf10 - P50591

Артикул: CM0004811



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого TRAIL/TNFSF10, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Распознает человеческий, мышинный, крысиный белки. Идеально для исследований апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TRAIL/TNFSF10
Примечания/Альтернативные названия	TL2; APO2L; CD253; TANCRC; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8743
GeneID	8743
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 114-281 человеческого TRAIL/TNFSF10 (NP_003801.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50591
Молекулярная масса белка	12 кДа / 33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом