


Поликлональное Антитело Кролика Против Trem1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Yw5

Артикул: CM0017971



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого TREML1 (TLT-1, рецептор, экспрессируемый на миелоидных клетках, подобный белку 1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для исследования врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против TREML1
Примечания/Альтернативные названия	TLT1; TLT-1; PRO3438; GLTL1825; dJ238O23.3; TREML1
Вид	Человек
ID гена	340205
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16–162 человеческого TREML1 (NP_835468.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q86YW5
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В пакете со льдом