

Кроличья Rab K Trim27 - P14373

Артикул: CM0024172

введение

Кроличья поликлональная антитело к TRIM27, валидированная для ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA). Распознает TRIM27 человека, мыши и крысы, что позволяет проводить исследования путей убиквитинирования, апоптоза, врожденного иммунитета и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья rAb к TRIM27
Примечания/Псевдоним	RFP; RNF76; TRIM27
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5987
ID гена	5987
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 TRIM27 человека (NP_006501.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14373
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	В ледяном пакете