

Пол Trim47 (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - Q96Ld4

Артикул: CM0019883

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого TRIM47, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/МЦК, ИФА; обнаруживают эндогенный TRIM47 у человека, мыши, крысы. Подходят для изучения пути убиквитинирования и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Пол TRIM47 (кролик)
Примечания/Псевдоним	GOA; RNF100; TRIM47
Вид	Человек
ID гена (человек)	91107
ID гена	91107
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 356-530 человеческого TRIM47 (NP_258411.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96LD4
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Сумка со льдом