


Кроличье Поликлональное Антитело К Trim5 Для Wb, Elisa — Q9C035

Артикул: CM0020938



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к TRIM5, валидированное для применений в WB и ELISA. Подходит для образцов человека и мыши. Распознаёт эндогенный TRIM5 (Q9C035) для исследований ограничения ретровирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TRIM5
Примечания/синонимы	RNF88; TRIM5alpha; TRIM5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	85363
Идентификатор гена	85363
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого TRIM5 (NP_149083.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9C035
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Хладоэлемент