


Кроличыи Поликлональные Антитела K Trim5 (Pab) — Q9C035

Артикул: CM0021599



введение

Кроличыи поликлональные антитела к TRIM5 (pAb), валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Выявляют эндогенный TRIM5 в образцах человека, мыши и крысы; расчетная молекулярная масса — около 56 кДа. Подходят для исследований врожденного противовирусного иммунитета и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи pAb к TRIM5
Примечания/синонимы	RNF88, TRIM5alpha, TRIM5
Вид	Человек
GeneID (человек)	85363
GeneID	85363
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого TRIM5 (NP_149083.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9C035
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом