


Поликлональное Антитело Кролика К Триметилированному Гистону H3-K14 (Q16695 / P68431) Для Вб, Иф, Иэи

Артикул: CM0000343



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к триметилированному лизину 14 гистона H3 (UniProt Q16695/P68431). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/ИЦК и ИЭИ, реагирует с антигенами человека, мыши, крысы, прогнозируется широкая межвидовая перекрестная реактивность. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к триметилированному гистону H3-K14
Примечания/Алиасы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K14
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий участку аминокислотной последовательности 1-100 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	ВБ, ИФ/ИЦК, ИЭИ
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет