

Кроличье Поликлональное Антитело К Триметилированному Гистону H3-K27 (Q16695/P68431) Для WB, ChIP, Ифа

Артикул: CM0000367



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к триметилированному лизину 27 гистона H3 (SWISS Q16695/P68431). Валидировано для WB, ИП, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ChIP, ChIP-seq, ИФА. Подходит для детектирования у человека, мыши, крысы и других видов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Триметил-гистон H3-K27 кроличье pAb
Примечания/алиасы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Триметил-гистон H3-K27
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, ИП, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ChIP, ChIP-seq, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предсказана широкая специфичность)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовой пакет