

Кроличье Моноклональное Антитело К Триметилированному Гистону H3-K36 (K36Me3), Q16695/P68431 - Вестерн-Блоттинг, ChIP-Seq, Игх-П

Артикул: CM0000295



введение

Кроличье моноклональное антитело к триметилированному гистону H3-K36 (Q16695/P68431) для Вестерн-блоттинга, ChIP-seq, ИГХ-П. Определяет модификацию K36me3 на гистоне H3 у человека, мыши, крысы. Подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к триметилированному гистону H3-K36
Примечания/Альтернативные названия	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Гистон H3; HIST1H3A; Триметилированный гистон H3-K36
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический триметилированный пептид, соответствующий участку вокруг K36 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, дот-блоттинг, ИГХ-П, иммунопреципитация, ИФА, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом