


Поликлональное Антитело Кролика К Триметил-Histony H3-K36 Для Эпигенетических Исследований (Q16695/P68431)

Артикул: CM0000267



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против триметилированного лизинового остатка 36 гистонов H3.1t и H3.1 человека (Q16695/P68431). Валидировано для ВБ, ХИП, ИФ/ИКК и ИФА с широкой перекрестной реактивностью по видам. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к триметил-Histony H3-K36
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K36
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	H3
Идентификатор гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ДБ, ХИП, ХИП-секвенирование, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С использованием охлаждающего пакета