


Кроличья Поликлональная Антитело К Триметил-Гистону H3-K4 (H3K4Me3) – Q16695/P68431 Для ChIP-Seq И Вестерн-Блоттинга

Артикул: CM0000396



введение

Кроличья поликлональная антитело, распознающая триметилированный лизин-4 гистона H3 (Q16695/P68431). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ChIP-seq, ИФА (ELISA). Подходит для исследований эпигенетических биомаркеров и разработки диагностических тестов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к триметил-гистону H3-K4
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	В ледяном пакете