

Кроличье Моноклональное Антитело К Trimethyl-Histone H3-K4 (Q16695 / P68431) Для Эпигенетических Исследований, Chip, Wb, Elisa

Артикул: CM0000312



введение

Кроличье моноклональное антитело против триметиллизина 4 гистона H3 человека (Q16695/P68431). Валидировано для WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для эпигенетических исследований и разработки ИФА-тестов in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье mAb к TriMethyl-Histone H3-K4
Примечания/Альтернативные названия	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический триметилированный пептид вокруг K4 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом