

Кроличье Моноклональное Антитело К Триметилированному Гистону H3-K4 - Q16695/P68431 - Антитело Для Wb, Ihc-P, If, ChIP

Артикул: CM0000330



введение

Кроличье моноклональное антитело, распознающее триметилированный гистон H3 по лизину 4 (H3K4me3). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ИФА и иммунопреципитации хроматина (ChIP). Предсказана перекрестная реактивность с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Молекулярная масса белка — 15 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к триметилированному гистону H3-K4
Примечания/алиасы	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Гистон H3; HIST1H3A; TriMethyl-Histone H3-K4
Вид	Человек
ID гена (человек)	8290/ 8350
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический триметилированный пептид, соответствующий области лизинового остатка K4 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (предсказана широкая реактивность)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовая упаковка с ice pack