

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Trimethyl-Histone H3-K56 (Q16695/P68431) Для Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Артикул: CM0000296



### введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело против TriMethyl-Histone H3-K56, распознающее триметилованный лизин 56 человеческого H3.1/H3.1t. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA и ChIP-seq; перекрестная реакция с человеческими, мышиными, крысиными и другими образцами.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TriMethyl-Histone H3-K56 Rabbit pAb                                                       |
| Примечания/Псевдоним      | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K56                           |
| Вид                       | Человек                                                                                   |
| GeneID (человек)          | H3                                                                                        |
| GeneID                    | 8290/8350                                                                                 |
| Иммуноген                 | Синтетический триметилованный пептид в области K56 человеческого гистона H3 (NP_003520.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                    |
| Категория                 | Метилованные антитела                                                                     |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса, Другие (предсказан широкий диапазон)                                |
| SWISS                     | Q16695/P68431                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 15 кДа                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                            |