


Кроличья Поликлональная Антитела К Триметилированному Гистону H3-K64 (Q16695/P68431) (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa)

Артикул: CM0000298



введение

Кроличья поликлональная антитела к триметилированному гистону H3-K64 для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФ/ИЦК и ИФА. Предполагается распознавание триметилированного лизина 64 гистона H3 у человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходит для эпигенетических и хроматиновых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к триметилированному гистону H3-K64
Примечания/алиасы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K64
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид, синтетический триметилированный пептид, соответствующий области K56 человеческого триметилированного гистона H3-K64 (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Айс-бокс