

Кроличье Поликлональное Антитело К Триметилированному Гистону H3-K79 (Q16695 / P68431) Для Вестерн-Блоттинга, ChIP, Эпигенетики

Артикул: CM0000327



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к триметилированному гистону H3 по лизину 79 (H3K79me3). Подходит для вестерн-блоттинга (WB), дот-блоттинга (DB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментного анализа (ELISA), хроматин-иммунопреципитации (ChIP). Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Ключевой инструмент для исследования хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к триметилированному гистону H3-K79
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K79
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический триметилированный пептид, соответствующий участку вокруг K79 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом