


Кроличья Поликлональная Антитело К Триметилгистону H3 (K9) - Q16695/P68431 | ВБ, Иммунопреципитация Хроматина, Игх, Ифа

Артикул: CM0000395



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против триметилирования лизина 9 гистона H3 (Q16695/P68431). Подходит для применения в методах Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация хроматина, иммуногистохимия и ИФА для различных видов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Триметил-Гистон H3-K9, кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K9
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический триметилированный пептид, соответствующий области K9 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	ВБ, ДБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА, Иммунопреципитация хроматина
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом