


Кроличье Моноклональное Антитело К Триметил-Гистону H4-K20 (P62805) Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии

Артикул: CM0000315



введение

Кроличье моноклональное антитело к триметил-гистону H4-K20 (P62805), валидированное для вестерн-блоттинга (WB), дот-блоттинга (DB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA), детектирует триметиллизин 20 гистона H4 у человека, мыши и крысы. Это рекомбинантное моноклональное антитело с молекулярной массой 11 кДа поддерживает исследования в области эпигенетики и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к триметил-гистону H4-K20 (mAb)
Примечания/Алиасы	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Вид	Человек
GeneID (человек)	8359
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), дот-блоттинг (DB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предполагается широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом