


## Кроличье Поликлональное Антитело К Триметилированному Гистону H4-K20 Для Wb/Ihc/If (P62805)

Артикул: CM0000257



### введение

Изучите кроличье pAb к триметилированному гистону H4-K20 от CamelBio (P62805) для WB, IHC-P, IF/ICC, DB, ELISA. Специфично для человека, мыши, крысы и других. Идеально для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb к триметилированному гистону H4-K20                                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; TriMethyl-Histone H4-K20 |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                            |
| GeneID (человек)                   | H4                                                                                                                                                                 |
| GeneID                             | 8359                                                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид; синтетический триметилированный пептид вокруг K20 гистона H4 человека (NP_003529.1).                                                         |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                             |
| Категория                          | Метилированные антитела                                                                                                                                            |
| Применение                         | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса, Другие (широкий спектр, предсказано)                                                                                                         |
| SWISS                              | P62805                                                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 11 кДа                                                                                                                                                             |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                                                  |