

Поликлональное Антитело K Triobp Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2D6

Артикул: CM0030334

введение

Поликлональное антитело к TRIOBP (человек, мышь) валидировано для WB, IHC-P, ELISA. TRIOBP необходим для организации актинового цитоскелета и формирования корневых пучков стереоцилий. Идеально подходит для диагностических и исследовательских приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIOBP кроличья пАт
Примечания/алиасы	TARA; TAP68; DFNB28; dj37E16.4; HRIHFB2122; TRIOBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	11078
GeneID	11078
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 180-310 человеческого TRIOBP (NP_008963.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9H2D6
Молекулярная масса белка	261 кДа
Доставка	Холодовая упаковка