

Кроличье Моноклональное Антитело К Trka Для Wb, Elisa - P04629

Артикул: CM0005670



введение

Кроличье моноклональное антитело к TrkA для WB и ELISA. Распознает рецепторную тирозинкиназу TrkA/NTRK1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейротрофической сигнализации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TrkA
Примечания/Синонимы	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4914
GeneID	4914
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 697-796 TrkA человека (P04629).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P04629
Молекулярная масса белка	87 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом