


Поликлональное Кроличье Антитело К Trka Для Wb, Ihc-P, Elisa — P04629

Артикул: CM0020233



введение

Высокоаффинное кроличье поликлональное антитело к рецептору NGF (TrkA), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и онкологии. UniProt: P04629.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TrkA Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Вид	Человек
GeneID (человек)	4914
GeneID	4914
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 TrkA человека (NP_002520.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04629
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет