


Кроличье Rab Против TrkB Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16620

Артикул: CM0020768



введение

Кроличье pAb против TrkB — это поликлональное антитело, полученное против человеческого TrkB (а.о. 32-430). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований в нейробиологии и передачи сигналов рецепторами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против TrkB
Примечания/Альтернативные названия	OVND; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4915
GeneID	4915
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16620
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом