


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Trmt112 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9UI30

Артикул: CM0014873



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого TRMT112, многофункциональной субъединицы метилтрансферазы, участвующей в метилировании рРНК, тРНК и белков. Валидированы для WB и ELISA, перекрестно реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеальны для исследований в области эпигенетики и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRMT112 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	TRMT112; HSPC152; HSPC170; hTrm112; TRMT11-2; TRMT112
Вид	Человек
GeneID (человек)	51504
GeneID	51504
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-125 человеческого TRMT112 (NP_057488.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UI30
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом