


Trub1, Кроличьи Поликлональные Антитела - Q8Wwh5

Артикул: CM0022368



введение

TRUB1, кроличьи поликлональные антитела для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, выявляющие TRUB1 человека, мыши и крысы — псевдоуридилатсинтазу, участвующую в псевдоуридилровании мРНК и тРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRUB1, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синоним	PUS4; TRUB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	142940
GeneID	142940
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-280 человеческого TRUB1 (NP_631908.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WWH5
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Пакет со льдом