

Кроличье Моноклональное Антитело Tsg101/Vps23 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99816

Артикул: CM0010778



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против TSG101 (субъединица комплекса ESCRT-I), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований везикулярного транспорта и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело TSG101/VP523
Примечания/Альтернативные названия	TSG10; VP523
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7251
GeneID	7251
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99816
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом