


Кроличья Поликлональная Антитело К Tsr1 Для Вестерн-Блоттинга - Q2NI82

Артикул: CM0025899



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого TSR1, подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает эндогенный TSR1 в образцах человека и мыши; незаменимый инструмент для исследований биогенеза рибосом. Доставка: В ледяном пакете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSR1 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	TSR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55720
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 455-804 человеческого TSR1 (NP_060598.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q2NL82
Молекулярный вес белка	92 кДа
Доставка	В ледяном пакете