

Ttk Rabbit Pab - Ttk

Артикул: CM0019887

введение

TTK Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного фрагмента белка ТТК человека. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA), проявляет перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы, ожидаемый размер полосы — 96-97 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTK Rabbit pAb
Альтернативные названия	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Вид	Человек
ID гена	7272
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 536-789 ТТК человека (NP_003309.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Молекулярный вес белка	96kDa/97kDa
Доставка	Сумка со льдом